

お客様各位



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4
三井住友銀行御徒町ビル 7 階
Tel:03-5812-7768(国内営業部直通)

「動物用輸液チューブセット」の仕様変更に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。ごぞいます。

さて、弊社で販売する『動物用輸液チューブセット』につきまして、現在、製品の供給において納期の長期化によりご迷惑をお掛けしておりますが、製品の安定的な供給を実現する為、製品に使用する材料(原料)の一部を仕様変更させていただきます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


【変更内容】

動物用輸液チューブセットの構成部材であるゴム管(以下、画像参照)の材質を変更致します。

変更前 : 天然ゴム

変更後 : エラストマー樹脂



※ゴム管の材質以外に構成品の変更はございません。



【変更理由】

ゴム管の原材料である天然ゴムに関して、世界的に供給の不安定な状況が続いており、弊社においても多方面から調達を図りましたが、調達困難な状況が続いており、製品の出荷納期の長期化が生じてしまっている状況にあります。本状況を改善する為、製品性能が現行製品と同等であり、国内製造で安定的な調達が可能である『エラストマー樹脂』に仕様を変更することで、製品の供給安定化を図ります。

【変更箇所】

	変更前	変更後
製品名称	動物用輸液チューブセット	
製品コード	A0020700	A0027700
材質 (ゴム管)	天然ゴム (飴色)	エラストマー樹脂 (半透明:ナチュラル色)
外観		
製品性能	ゴム管について現行品同様に柔軟であり、透明性が高くなったことで薬液の流れが見やすくなっています。 また、ラテックスフリーのためラテックスアレルギーの心配がありません。	

【変更時期】

現行製品の在庫が無くなり次第の変更となります。

変更時期としては、2025年7月以降の出荷分となる見込みです。

正式な変更時期に関しては、お取引先様ごとに改めて担当よりご案内いたします。

以上

本変更に関するご質問は下記へお問い合わせください。

ユニシス本社 国内営業部 TEL03-5812-7768 (国内営業部直通)

e-mail: d-sales@unisis.co.jp