

2026年6月吉日

お取引先様 各位



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4
三井住友銀行御徒町ビル 7階
Tel:03-5812-7768(国内営業部直通)

新製品 「ディスポーザブル脊髄くも膜下麻酔針(スタイレットポイント)」 販売開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、「ディスポーザブル脊髄くも膜下麻酔針(スタイレットポイント)」を販売する運びとなりましたので
ご案内申し上げます。
今後とも、弊社製品につきまして一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【販売開始】

2026年6月

【製品情報】

商品コード	商品名	承認番号	JANコード
53701700	NRFit 脊髄くも膜下麻酔針 (スタイレットポイント)25G×75mm	20600BZZ00097000	4589402446327
53702700	NRFit 脊髄くも膜下麻酔針 (スタイレットポイント)25G×90mm	20600BZZ00097000	4589402446334

【用途】

脊髄くも膜下麻酔

【特徴】

Open-end タイプ(先端開口型)の Noncutting スパイナル針
くも膜下腔の到達後の薬液投与が確実にいきやすく硬膜穿刺時の抵抗変化(クリック感)が明瞭に把握し
やすい安全性と教育的有用性を両立したスパイナル針です

【お問い合わせ】

詳細につきましては、担当部署へお問い合わせください。

国内営業部直通:03-5812-7768

20260608-D0005